

Plasma Raytrace® & Plasma Shower®




SeoulinMediCare


www.plasmabt.com.br

Ficha técnica

plasma bt
www.plasmabt.com.br




Plasma BT

Estrutura geral





Plasma BT

Estrutura geral



Plasma Raytrace®

Especificações

| | AGULHA COM GUIA | AGULHA |
|---------------------|---|--|
| DESIGN |  |  |
| ÁREA DE TRATAMENTO | Φ0.3 x 15mm (0.5mm Guide) | Φ0.3 x 15mm |
| VEZES DE UTILIZAÇÃO | Uma única utilização apenas | |
| RECURSO | Surgical Needle Guide™ que considera o espaçamento (0.5mm) mais ideal entre a superfície e plasma spray de pele | Agulha cirúrgica geral |
| DESCRIÇÃO | Mantendo um intervalo regular, com a pele, capaz de fornecer o nível de energia uniforme | Sublimação, usando agulha de esterilização (requer alto nível de habilidades pelo usuário devido à ausência de guia) |

Plasma Shower®

Especificações

| | PONTA GRANDE | PONTA PEQUENA |
|---------------------------|--|---|
| FORMA |  |  |
| ÁREA DE TRATAMENTO | Φ25mm (4.9 cm ²) | Φ12mm (1.1 cm ²) |
| RECURSO | Esterilizar o íon e radical, regeneração da pele (grande área) | Esterilizar o íon e radical, regeneração da pele (pequena área) |
| SINTOMAS | Regeneração, levantamento, rugas, melhoria da flacidez, colágeno, produção de elastina, anti-inflamatórios, antibactérias, TDDS (sistema de entrega transdermal), esterilização, remodelação da pele | |
| PERÍODO ÚTIL | 150 minutos | |



plasma bt

www.plasmabt.com.br

INNÖË
equipamentos médicos e estéticos

(31) 3775.0709

contato@innovemed.com.br

www.innovemed.com.br